

Panasonic

Verenpainemittari **Panasonic DIAGNOSTEC EW3109**

Automaattinen olkavarsimittari, jossa on uusi käytännöllinen ja kaunis muotoilu. EW3109 on Euroopan Verenpaineyhdistyksen (ESH) hyväksymä.

- Tilaa säästävä muotoilu soveltuu hyvin laitteen kuljettamiseen esimerkiksi laukussa

Mansetti:

- Esimuotoiltu mansetti parantaa ergonomiia ja helpottaa mansetin pukemista. Kevyt ja helposti aukeava mansetti on erityisen helppo asettaa kädelle ilman pujottelua ja kiristämistä. Mansetti ei putoa tai kierry vaikka se on auki. Hyvä ergonomiia parantaa mittaustulosten luotettavuutta kun tarpeettomat liikkeet ja jännitys pukieissa jäävät pois.
 - Koko: M-L (20-34 cm) tai XL (35-44 cm)
 - Päällystetty miellyttävällä pehmeällä materiaalilla
-
- 90 muistipaikkaa
 - Näyttää tallennettujen tulosten keskiarvon
 - Mittari toimii yhdellä napin painalluksella
 - Käytettävissä myös verkkovirralla (verkkovirtalaite saatavana erikseen)
 - Suuret näppäimet ja helppolukuinen näyttö
 - Korkeasta verenpaineesta varoittava toiminto
 - Kirjasinten koko näytöllä: 18 mm
-
- Sumea logiikka. Älykkään mittausteknologian ohjaama mittaustapahtuma.
 - Täytön aikainen mittaustekniikka (inflatve measurement). Mittaustapahtuma alkaa jo mansetin täytön aikana, mikä takaa nopean ja miellyttävän mittauksen.
-
- Mukana paristot sekä säilytyspussi
 - Laitteen paino: Noin 260g (ilman paristoja)
 - Ulkomitat: 5,2 x 20,8 x 5,2 cm
 - Kliinisesti validoitu
 - Takuu 3 vuotta

